



# IMT.Analytics



## Citrex H3



**Analizador de ventilación mecánica** compacto, ligero y con captura de instantes específicos de medición en la **evaluación de ventiladores mecánicos, máquinas de anestesia y otros equipos médicos** que ejerzan presión y produzcan flujo.

### Principales características



Portabilidad



Personalizable



Generación de reportes

### Funcionalidad

#### Portabilidad



Dispositivo ligero con peso aproximado de 0.38kg y dimensiones reducidas de 11.4x7x6cm

#### Personalizable



Variables de medición en valores numéricos en pantalla de flujo, volumen, presión, parámetros respiratorios, etc.

#### Pruebas ejecutables



Medición de volumen, flujo, presión, parámetros respiratorios y concentración de O2.

### Software

#### Generación de Reportes



Capturas de momentos específicos de medición almacenados en memoria micro SD extraíble.

### Energía

#### Batería



Recargable con duración estimada de 4h.

### Estándares

#### Trazabilidad



METAS, PTB

#### Normas



Acreditaciones del fabricante: ISO 13485, ISO 9001, ISO 17025.

#### Garantía



2 años estándar.