



## IMT.Analytics



# Citrex H4



**Analizador de ventilación mecánica** compacto, ligero y fácil de manejar en la verificación y evaluación de **ventiladores mecánicos, máquinas de anestesia y otros equipos médicos** que ejerzan presión y produzcan flujo.

### Principales características



Software & Apps



Generación de reportes



Gráficas en pantalla

## Funcionalidad

### Portabilidad



Peso aproximado de 0.4 kg, dimensiones de 11.4 x 7 x 6 cm, incluye estuche de transporte.

### Personalizable



Perfiles y variables de medición en valores numéricos y gráficas en pantalla de flujo, volumen, presión, parámetros respiratorios, etc.

### Gráficos en pantalla



4 pantallas disponibles con curvas diferentes y editables en cada una.

### Pruebas ejecutables



Volumen, flujo, presión, presión diferencial, alta presión, parámetros respiratorios, temperatura, concentración de O<sub>2</sub>.

## Software

### Software & Apps



Webserver para configuración y ajustes del equipo y FlowLab para análisis detallado y generación de reportes.

### Generación de Reportes



Capturas de mediciones específicas almacenadas en la memoria micro SD extraíble y FlowLab para Energía reporte personalizado.

## Energía

### Batería



Recargable con duración aproximada de hasta 4 h.

## Estándares

### Trazabilidad



METAS, PTB

### Normas



Acreditaciones del fabricante: ISO 13485, ISO 9001, ISO 17025.

### Garantía



2 años.