



Lighthouse Imaging



TECNOLOGÍA NORTE AMERICANA

# EndoBench XTB



Instrumento de prueba de la calidad de imagen de endoscopios rígidos, flexibles y de video que consiste en un **sistema optomécanico y software** con capacidad de generación de reportes.

## Principales características



Software & Apps



Generación de reportes



Compatibilidad Equipo Médico

medical **IT**  
METROLOGÍA BIOMÉDICA



## Funcionalidad

### Compatibilidad con Equipo Médico



Incluye adaptadores, acopladores y accesorios para verificación de endoscopios rígidos, flexibles y videoendoscopios.

### Gráficos en pantalla



Visualización en pantalla de las imágenes adquiridas por el endoscopio y sus referencias.

### Pruebas ejecutables



Medición de campo visual, dirección visual y campo visual aparente, nitidez de la imagen, distorsión, transmisión, coloración, dioptría ocular, brillo y distribución de la iluminación de fibra óptica.

## Software

### Software & Apps



Control del sistema a través del software especializado Endobench.

### Generación de Reportes



Generación de reportes de las pruebas realizadas.

## Plataforma

### Plataforma Windows



Software EndoBench se ejecuta en sistema operativo Windows.

## Estándares

### Normas



Acreditación del fabricante: ISO 13485 e ISO 9001

### Garantía



1 año estándar.