



RIGEL MEDICAL
GMC-INSTRUMENTS GROUP



TECNOLOGÍA BRITÁNICA

Multi-Flo



Analizador de bombas de infusión con auto-secuencias de prueba editables y elección de número de canales de medición para **pruebas y calibración** de bombas de infusión de jeringa peristálticas, de cassette o de cualquier tipo.

Principales características



Secuencias automáticas



Gráficas



Generación de reportes

medical it
METROLOGÍA BIOMÉDICA



Funcionalidad

Escalabilidad



Posibilidad de agregar canales adicionales de medición simultáneos (1, 2 o 4).

Gráficos en pantalla



Visualización de gráficas y oclusión (presión).

Pruebas ejecutables



Flujo continuo, volumen, presión, bolo, prueba de oclusión, curvas de trompeta.

Software

Secuencias automáticas



Editables dentro del mismo equipo o a través del software med-eBas.

Software & Apps



Licencia med-eBase (opcional) para creación y gestión de reportes, base de datos y para control remoto en pruebas de larga duración.

Generación de Reportes



A través de las pruebas manuales o las secuencias automáticas para consulta en el equipo o transferencia externa.

Estándares

Trazabilidad



NIST, NPLI

Normas



Acreditaciones del fabricante: ISO 9001, ISO 17025.

Garantía



1 año estándar, extensible a 2 años bajo condiciones.