



Phase 3



Analizador portátil de desfibriladores con secuencias automáticas de prueba para la **calibración o verificación** de cualquier desfibrilador, marcapasos transcutáneos y desfibriladores externos automáticos (DEA s).

Principales características



Secuencias Automáticas



Compatibilidad con Equipo Médico



Generación de reportes

Funcionalidad



Compatibilidad Equipo Metrología

Compatible con analizadores de seguridad eléctrica para integración de pruebas.



Compatibilidad Equipo Médico

Adaptadores handsfree de marcas específicas para descargas directas desde el desfibrilador y para pruebas de marcapasos.



Pruebas ejecutables

Energía del desfibrilador, tiempo de carga, cardioversión, pruebas AED, pulso de marcapasos, inmunidad al ruido, sensibilidad, período refractario, simulador ECG.

Software



Secuencias automáticas

Predefinidas para modelos específicos de desfibriladores y editables por el usuario.



Generación de Reportes

Para consulta en el propio equipo o descargables en PC.

Energía



Batería

Recargable con duración estimada de 24h

Estándares



Trazabilidad

NIST, NRC



Normas

Acreditaciones del fabricante: ISO 13485



Garantía

1 año estándar, extensible a 5 años bajo condiciones