



**RIGEL MEDICAL**  
GMC-INSTRUMENTS GROUP



TECNOLOGÍA BRITÁNICA

# SafeTest 50



**Analizador portátil de seguridad eléctrica** para equipos electromédicos sin partes aplicadas, con pantalla a color que permite el acceso rápido y directo a pruebas manuales de acuerdo con los estándares **IEC-60601**, **IEC-62353**, **IEC-61010** y **NFPA 99**.

## Principales características



Portabilidad



Personalizable



Voltaje

## Funcionalidad

### Portabilidad



Dispositivo ligero (1.1 kg) con dimensiones reducidas (22 x 15 x 10 cm) y maletín de transporte.

### Personalizable



Selección de pruebas deseadas con condiciones específicas en éstas (ejemplo: límites, polaridad, falla única).

### Pruebas ejecutables



Pruebas de seguridad eléctrica conforme a IEC-60601, IEC-62353, IEC-61010 y NFPA 99: continuidad a tierra, corrientes de fuga y mediciones punto a punto.

## Energía

### Voltaje



90 a 264 VCA.

## Estándares

### Trazabilidad



NIST, NPL

### Normas



Acreditación del fabricante: ISO 17025 y BS EN ISO9001 Equipo ejecuta pruebas bajo: IEC-60601, IEC-62353, IEC-61010 y NFPA 99.

### Garantía



2 años.