



**PRONK
TECHNOLOGIES**



TECNOLOGÍA NORTE AMERICANA

SimCube SC-5



Simulador de paciente multiparamétrico, portátil y resistente con una operación sencilla por medio de un solo botón, para la **calibración** o **verificación** de monitores de signos vitales.

Principales características



Portabilidad



Compatibilidad
Equipo Médico



Secuencias
automáticas

Funcionalidad

Portabilidad



Dispositivo ligero (1.1 kg), con dimensiones reducidas (7.6 x 7.6 x 8.9 cm) y batería de larga duración.

Compatibilidad equipo médico



Adaptadores de PAI específicos a elegir, según modelo de monitor.

Pruebas ejecutables



Simulación de ECG, arritmias, marcapasos, PANI, PAI, respiración y pruebas de fuga, sobrepresión y función manómetro.

Software

Secuencias automáticas



Secuencia de valores de ECG y respiración para evaluar detección de cambios y activación de alarmas.

Energía

Batería



8 horas o hasta 200 simulaciones consecutivas de PANI.

Estándares

Trazabilidad



NIST

Normas



Equipo cumple con: CE

Garantía



4 años.