



**RIGEL MEDICAL**  
GMC-INSTRUMENTS GROUP



TECNOLOGÍA BRITÁNICA

# UniPulse 400



**Analizador portátil de desfibriladores** con pantalla a color y despliegue de las formas de onda de descargas y pulsos eléctricos para la **calibración y verificación** de desfibriladores manuales, marcapasos transcutáneos y desfibriladores externos automáticos (DEA's).

## Principales características



Integración con otros dispositivos

Gráficas

Generación de reportes

**medical it**  
METROLOGÍA BIOMÉDICA



## Funcionalidad

### Integración con otros dispositivos



Compatible con impresora y escáner de código de barras para registro de los equipos bajo prueba y resultados.

### Gráficas en pantalla



De las formas de onda de las descargas realizadas y del pulso de marcapasos.

### Pruebas ejecutables



Energía del desfibrilador, tiempo de carga, cardioversión, pruebas AED, pulso de marcapasos, inmunidad al ruido, sensibilidad, período refractario, simulador ECG.

### Portabilidad



Peso aproximado de 1.5kg, dimensiones de 22 x 15 x 9cm, incluye estuche de transporte.

## Software

### Software & Apps



med-eBase (opcional) para gestión de reportes de prueba y generación de base de datos.

### Generación de Reportes



Utilizando med-eBase para su edición y personalización.

## Energía

### Batería



Recargable con duración estimada de 12h.

## Estándares



### Trazabilidad

NIST, NPL



### Normas

Acreditaciones del fabricante: ISO 9001, ISO 17025.



### Garantía

1 año estándar, extensible a 2 años bajo condiciones.