



## vPad-Mini



**Analizador robusto y portátil** de seguridad eléctrica para pruebas manuales a equipo electromédico, con tablet como interfaz de usuario para la ejecución fácil e intuitiva de **pruebas bajo diferentes estándares.**

### Principales características



Portabilidad



Escalabilidad



Personalizable

## Funcionalidad

### Portabilidad



Dispositivo integrado dentro de maletín para protección y fácil transporte.

### Escalabilidad



Funciones de automatización y reportes mediante la adquisición de aplicaciones adicionales. realizados, entre otras funciones.

### Personalizable



Selección de pruebas deseadas con condiciones específicas en éstas (ejemplo: límites, polaridad, falla única).

### Pruebas ejecutables



Pruebas de seguridad eléctrica conforme a AAMI ES1, IEC-62353, IEC-60601, IEC-61010 y NFPA 99.

## Software

### Secuencias automáticas



Rutinas de prueba automáticas bajo los diferentes estándares (opcional).

### Generación de Reportes



De los resultados de prueba obtenidos, transferibles a otros dispositivos (opcional).

## Estándares

### Trazabilidad



NIST, NRC

### Normas



Acreditación del fabricante: ISO 13485.  
Equipo ejecuta pruebas bajo: AAMI ES1, IEC-62353, IEC-60601, IEC-61010 y NFPA 99.

### Garantía



1 año estándar, extensible a 2 años bajo condiciones.