



Kit conformado por un SimCube SC-5, un OxSim Flex, un SimSlim, adaptador para batería y adaptadores NIBP. Este completo set va en un práctico y versátil maletín. Este kit es de gran portabilidad y ofrece la línea más completa en simulación de signos vitales, tales como: ECG/Resp/4xIBP/SpO2/Temperatura y gasto cardiaco.

SimCube SC-5

- Portátil y práctico
- Opera con un botón
- Parámetros preestablecidos de NIBP
- Manómetro Incorporado
- ECG de 12 derivaciones
- Presión Invasiva
- Arritmia
- Respiración
- Marca pasos
- Detección de pico
- Rendimiento de batería

Ox-2 Sim Flex

- Saturaciones en incrementos de 1% (10-100%)
- Frecuencias de pulso en incrementos de 1 BPM (25-240)
- Crea simulaciones predeterminadas personalizadas para pruebas de alarma más rápidas
- Niveles del índice de perfusión en incrementos del 1% (10-100%)
- Simulaciones preestablecidas de fábrica
- Compatible con Masimo Rainbow SET®
- Detección automática del fabricante de SpO2
- Pantalla a color- Tecnología OLED




SimCube SC-5



Ox-2 Sim Flex

Adaptadores para IBP

INCLUYE UN SOLO ADAPTADOR A ELEGIR. SE PUEDEN ADQUIRIR POR SEPARADO EL RESTO DE LOS ADAPTADORES



- MDE**
SPACELABS
WELLCH ALLYN
PROTOCOL
OLD DINAMAP
- DATASCOPE**
- GE**
MARQUETTE
- HP**
MERLIN
PHILIPS
AGILENT
- DATEx-OHMEDA**

Conectores NIBP

INCLUYE SET COMPLETO DE CONECTORES PARA NIBP Y PERILLA



Battery Booster



INCLUYE SISTEMA DE EXTENSIÓN DE ENERGÍA, EL CUAL UTILIZA 4 BATERÍAS AA TIPO ALCALINA. CON LO CUAL EL SIMCUBE PUEDE REALIZAR MAS DE 200 SIMULACIONES DE NIBP SIN REQUERIR FUENTE DE ENERGÍA EXTERNA. TAMBIÉN PUEDE SER UTILIZADO EN EL OXSIM.

Estuches



EL KIT INCLUYE UN MALETÍN DE MANO ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO PARA TRANSPORTAR LOS EQUIPOS Y ADITAMENTOS DE MEDICIÓN.