



IMT.Analytics



FlowMeter F2



Instrumento especializado para la **medición de flujo de gas, volumen, presión absoluta, presión diferencial y temperatura.** Fácil de usar, con batería de larga duración e interfaz intuitiva. **Es compacto, versátil e ideal para la fabricación y el servicio en campo**

Principales características



Portabilidad



Gráficas



Batería

Funcionalidad

Portabilidad



Peso de solo 350 g, con dimensiones de 20 x 8 x 6 cm

Gráficas en pantalla



Visualización de gráficas en tiempo real directo en pantalla y también con la app FlowMeter.

Personalizable



Interfaz de usuario personalizable. Especifique los parámetros que desea visualizar numérica y gráficamente y sus unidades.

Pruebas ejecutables



El FlowMeter F1 mide flujo de gas, volumen, presión absoluta, presión diferencial y temperatura.

Integración con otros dispositivos



Se conecta por bluetooth a dispositivos Android para la visualización de mediciones en tiempo real y también se conecta a memorias USB para extracción de datos.

Software

Software & Apps



FlowMeter app está disponible en libre descarga para dispositivos Android.

Generación de Reportes



Ya sea por medio de capturas directas de datos o a través de la app FlowMeter, guarde sus resultados fácilmente.

Energía

Batería



El equipo incluye batería recargable, con duración de hasta 10 horas.

Voltaje 110 - 220



El equipo puede operar tanto en 110 como en 220 VAC o cual sea el rango especificado (ej. 100, 240, 230 VAC).

Estándares

Normas



CE, UKCA, CSA, IEC 61010-1:2010/AMD1:2016, IEC 61326-1:2020