



TECNOLOGÍA NORTE AMERICANA

# Pressure MAX PM-1



**El manómetro digital más pequeño y versátil del mercado.** Permite medir presión en distintos rangos tanto en **líquidos como en gases con indicadores visuales de pasa/falla y operación con baterías.** Compatible con app Mobilize para registro de datos y generación de reportes.

## Principales características



Portabilidad



Pruebas Ejecutables



Software & Apps

## Funcionalidad

### Conectividad



Conexión bluetooth para uso de la aplicación "Mobilize" para la captura de datos y generación de reportes.

### Pruebas ejecutables



Medición de presión diferencial, presión en rango alto (-300 a 400 mmHg), presión en rango bajo (-14 a 100 psi), indicador de presión pico y cronómetro para pruebas de fugas/inflación.

### Portabilidad



Es el manómetro más pequeño del mercado. 3.2 x 6.6 x 8.4 cm

### Compatibilidad equipo médico



Compatible con cualquier puerto de gas, aire o líquido del cual se requiera medir presión.

### Personalizable



Se pueden especificar límites para cada prueba, mostrando un indicador visual PASA / FALLA automáticamente al hacer la medición.

## Software

### Software & Apps



Compatible con la app "Mobilize" para el control remoto del dispositivo mediante Bluetooth.

### Generación de Reportes



Tiene la capacidad de capturar datos y generar reportes con ellos a través de la app "Mobilize".

## Energía

### Batería



El equipo se puede utilizar con baterías AA.

## Estándares

### Trazabilidad



NIST

### Garantía



Garantía estándar de 1 año, extendible hasta 4 años.